

XP 膝下, XP 膝上活塞



产品详述:

XP膝下活塞:

- 重量轻的设计, 建筑高度低, 制造简单快捷, 易于清洁
- 产品编号: 3-01-V6

XP膝上活塞:

- AK安装简单, 建筑高度低, 耐用, 适用于任何活动级别
- 产品编号: 3-01-V7

Uni-Grip 单向抓条



产品详述:

- Uni Grip残肢在接受腔内旋转困扰的最佳解答
- 有效限制膝上患者残肢在接受腔中的旋转状况
- 使膝上/膝下患者残肢在接受腔中有最佳的悬吊效果
- 亦可用于矫形器上, 更有效的固定

NSP 独特的纤维



产品详述:

- 比碳纤维更轻
- 比碳纤维更坚固 (10倍冲击强度)
- 比碳纤维更环保 - 生态友好的天然纤维效果
- 比碳纤维更健康 - 没有飞行纤维, 不渗入皮肤不瘙痒
- 比碳纤维更美观 - 米白原色, 可任意设计
- 长度尺寸: 3米(10英尺)和15米(50英尺)长
- 宽度尺寸: 3", 4", 5", 6", 8", 10" 和 12" 英寸
- 产品编号: 4-02-NSP -宽度-长度

另有NSP单向3K胶带, 在任意位置提高强度和刚度

- 产品编号: 1" 宽NSP胶带 4-02-NSP-3K-1-30
- 3" 宽NSP胶带 4-02-NSP-3K-3-30



PARALEX 混合编织材料



4-02-PARALEX-TB



产品详述:

- 将2种最佳纤维原料Carbon & NSP融合为一款全新的复合编织材料
- 碳纤维+ NSP = 刚度 + 强度 = 1/2重量 = 耐久性 = PARALEX
- 长度尺寸: 3米(10英尺)和15米(50英尺)长
- 宽度尺寸: 3", 4", 5", 6", 8", 10" 和 12" 英寸
- 产品编号: 4-02-PARALEX-TB -宽度-长度

Ultra6 碳纤编织材料



4-02-ULTC-TB

产品详述:

- 使用6K股数碳纤, 提供平滑, 柔和感受, 较寻常12K股数碳纤轻盈, 可承受更强烈的压力
- 长度尺寸: 3米(10英尺)和15米(50英尺)长
- 宽度尺寸: 3", 4", 5", 6", 8", 10" 和 12"英寸
- 产品编号: 4-02-ULTC-TB-宽度-长度

另有Ultra6单向胶带, 实现最佳强度和更轻量化

- 产品编号: 1" 宽Ultra6胶带, 9米(30英尺) 长 4-02-ULTC-TP-1-30
- 3" 宽Ultra6胶带, 9米(30英尺) 长 4-02-ULTC-TP-3-30
- 3" 宽Ultra6胶带, 30米(100英尺) 长 4-02-ULTC-TP-3-100



4-02-ULTC-TP

Eclipse 双层悬吊封套



3-01-ECSS

产品详述:

- 增强型硅胶和智能设计的独特组合, 封套内防滑条设计提供最大的气密效果, 助于在最剧烈的活动中保持封套的位置
- 滑顺的Parylene®涂层减少套筒和皮肤之间表面摩擦, 为高运动等级患者提供了极高的耐用性和舒适性
- 产品编号: 3-01-ECSS, 分 S / M / L 码, BK黑色 / TN肤色



RidgeFlex 弹性踝



5-01-RFD100/
0-01-RFDC200

产品详述:

- 通过Prepalon(连续纤维混合技术的弹性体) 实现灵活性和刚性的最佳平衡
- 仿肌腱设计提供绝佳弹性, 连续纤维的刚性提供卓越的横向旋转控制, 易于制造, 美国生产
- 产品编号: RIDGEFLEX踝关节 - 标准 5-01-RFS100
- RIDGEFLEX踝关节 - 背屈辅助 5-01-RFD100
- RIDGEFLEX暂时模 5-01-RFS100DM
- RIDGEFLEX小儿踝关节 - 标准 0-01-RFSC200
- RIDGEFLEX小儿踝关节 - 背屈辅助 0-01-RFDC200
- RIDGEFLEX小儿暂时模 0-01-RFSC200DM



CFET
continuous fiber and elastomer blend technology

S 系列膝关节



2-01-S600

产品详述:

- 多轴心5连杆气压膝关节 - 有站立屈曲控制
- 重量限制: 125公斤/ 275磅



2-01-S500

产品详述:

- 多轴心4连杆气压膝关节
- 重量限制: 125公斤/ 275磅



2-01-S700

产品详述:

- 多轴心5连杆机械式膝关节(具站立屈曲控制)
- 重量限制: 125公斤/ 275磅



2-01-S400

产品详述:

- 多轴心4连杆机械式膝关节
- 重量限制: 125公斤/ 275磅



2-01-S700L

产品详述:

- 多轴心5连杆机械式膝关节(具站立屈曲控制)
- 有手动锁
- 重量限制: 125公斤/ 275磅



2-01-S400L

产品详述:

- 多轴心4连杆机械式膝关节 - 有手动锁
- 重量限制: 125公斤/ 275磅

(Forte /Parasil) 膝上/膝下 硅胶内衬套



3-01-3010L

3-01-3090L

产品详述:

Forte 硅胶内衬套:

- 医用级硅胶和耐用的无缝织物制成, 方便穿脱
- 内胆嵌入矿物油, 为皮肤提供额外的愈合因子
- 基底强化设计可防止远端过于拉长. 适用于低至中等活动的患者
- 有无锁和带锁型2种选择, 6个月保修
- 产品编号: 膝下 3-01-3010L, 3-01-3010C / 膝上 3-01-3090L

Parasil 硅胶内衬套:

- 为活跃的患者提供卓越耐用的设计, 医用级硅胶和Parylene®涂层制成
- 赋予其独特的疏水性和低摩擦效应。柔滑光滑, 易于清洁和消毒, 减少异味发生
- 基底强化设计可防止远端过于拉长
- 有无锁和带锁型2种选择, 6个月保修
- 产品编号: 膝下 3-01-3020L, 3-01-3020C
膝上 3-01-3070L, 3-01-3070C



3-01-3020L

3-01-3020C



一间有着ISO 13485:2016及ISO 9001:2015认证的公司
值得您信赖的伙伴



REGAL Prosthesis Ltd.

皇室义肢有限公司

香港 新界 葵涌 工业街23-31号 美联工业大厦 F座 3D室

电话: +852 2771 8991 / 2780 0982 / 3421 1885

传真: +852 2384 5948 / 3421 0831

www.regalprosthesis.com

Regal Prosthesis Limited

info@regalprosthesis.com

Regal Prosthesis Ltd



Base Shuttle Lock 基础锁件



3-01-BSL-00



3-01-BSL-01

产品详述:

- 圆柱体外型带4个螺丝孔洞, 包含2个针锁
- 单次树脂成型 (搭配模块使用)
- 成本实惠, 深针孔, 针锁易于插入, 按钮柄身长度可依需求调整
- 最高负重量: 136公斤(272斤)
- 模块产品编号 3-01-BSL-01(可重复使用)

EZ ADAPT Lock 简易锁



3-01-EZL



产品详述:

- 超薄型模块化锁具
- 搭配模块使用, 在抽树脂的时候更简单轻松
- 超低容积的锁头, 最低建立高度仅有25mm, 重量轻
- 可根据需求旋转锁具, 调整建立高度
- 最高负重量: 136公斤 (272斤)
- 产品重量: 92克
- 随锁附有3个模块, 模块产品编号 3-01-EZL-01